

1. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt



Dieses Testkit bekommen die Kinder in der Schule.

2. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt




und



3. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt



Röhrchen sichern: eine Wäscheklammer reicht

4. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt



1. Öffnen Sie die Extraktionslösung.

VORSICHT: Öffnen Sie es vom Gesicht weg und achten Sie darauf, dass Sie nichts von der Flüssigkeit verschütten.




2. Drücken Sie den gesamten Inhalt der Extraktionslösung in das Extraktionsröhrchen.

VORSICHT: Vermeiden Sie den Kontakt der beiden Behälter. Achten Sie darauf, dass der Behälter nicht umfällt.

5. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt




Tupfer in beiden
Nasenlöchern
3-5 mal drehen

6. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt



3-5 mal drehen, dann
1 Minute im Röhrchen
lassen



Tupfer auf ein
Papierhandtuch legen

7. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt



Darauf achten, dass das Röhrchen wirklich verschlossen ist.

8. Durchführung Selbsttest



GS in der Südstadt



9. Auswertung



GS in der Südstadt

Nach 15 bis höchstens 20 Minuten



Negativ



Positiv

Auch bei einer
SCHWACHEN
T-Linie ist der
Test positiv!



Ungültig

→ Anschließend: Testentsorgung im Müllsack